



PO 40

beurer
medical

PO 40 Pulsoximeter

 german
engineering



Ermittlung der Sauerstoffsättigung (SpO₂),
der Herzfrequenz (Puls) und des Perfusions
Index (PI)



Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO₂),
der Herzfrequenz (Pulsfrequenz) und des Pulsmodulationsindex (PMI)

Sehr einfache und vollkommen schmerzfreie Messung

Klein und leicht für zu Hause und unterwegs

Besonders geeignet für Personen mit:

- Herzinsuffizienz
- Chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen
- Asthma bronchiale

Anwendbar bei Sport in großen Höhen (z.B. Bergsteigen, Skifahren und Sportfliegerei)

Symbolanzeige bei unruhiger Messung

Leicht ablesbares Farbdisplay

Farbdisplay mit 7 Anzeigenformaten

Einstellbare Display-Helligkeit

Graphische Pulsanzeige

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Inkl. Halteband und Gürtel-Tasche

Medizinprodukt

Inkl. 2 x AAA Batterie

Produktmaße: 58,4 x 33,5 x 37 mm

Produktgewicht: ca. 57 g (einschließlich Batterien)

5 Jahre Garantie

PZN: 11480256

VE: 4 / Transportkarton: 8 x 4

EAN-Nr.: 4211125 45432 6

Art.-Nr.: 454.32