

BR 90

beurer
medical



BR 90 Insektenstichheiler


german
engineering



Für die Behandlung von Insektenstichen und -bissen



Kann gegen Juckreiz und Schwellung helfen



Mit praktischem, zuschaltbarem Licht
Zur präzisen Anwendung auch im Dunkeln



Ohne chemische Stoffe, nur mittels Wärme und somit auch für Schwangere geeignet

Durch die Hitzeentwicklung kann die Heilung beschleunigt werden

Schnell aufheizende, keramische Heizplatte

2 unterschiedliche Programme

1: für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut

2: für regelmäßige Anwendungen

Medizinprodukt nach neuer Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)

Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterie

Produktmaße (LxBxH): 10,1 x 3,6 x 2,0 cm

Produktgewicht: ca. 47 g (mit Batterien)

5 Jahre Garantie

VE: 12 / Transportkarton: 2 x 12

EAN-Nr.: 4211125 607340

PZN-Nr.: 17908488

Art.-Nr.: 607.34